


XYZview 取扱説明書

(Rev. 1. 10)



総販売元	<div data-bbox="724 1563 1155 1664">Pixel Lab</div> <div data-bbox="668 1691 1206 1747">株式会社ピクセルラボ</div> <div data-bbox="649 1756 1232 1821">〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町 7-6-7-1206 Tel: 072-987-7364/FAX: 072-968-7300</div>
開発元	<div data-bbox="794 1839 1082 1928">aptech</div> <div data-bbox="699 1942 1173 1998">有限会社アプテック</div> <div data-bbox="762 2007 1115 2040">http://www.ap-tech.co.jp</div>

目次

1	ソフトウェア概要	5
1.1	XYZVIEWの機能	5
1.2	ソフトウェア構成	5
1.3	動作環境	5
1.4	インストール	6
1.4.1	管理者(Administrator)権限で実行	6
1.4.2	カメラドライバのインストール	6
1.4.3	グラフィックドライバのインストール	6
1.4.4	XYZviewのインストール	6
2	ソフトウェア操作方法	7
2.1	起動	7
2.2	カメラ設定	7
2.2.1	デバイス選択	7
2.2.2	デバイス設定	8
2.2.3	画質設定	9
2.3	画像確認機能	9
2.3.1	プレビュー	9
2.3.2	クリップボードに1枚キャプチャ	9
2.4	合成時の照明むら補正機能	10
2.5	キャリブレーション機能	11
2.6	合成機能	12
2.6.1	合成実行	12
2.6.2	Z変位を伴う合成	13
2.6.3	合成エリアのシフト・打ち切り	16
2.7	合成結果確認	17
2.7.1	合成結果のズーム・スクロール	17
2.7.2	視野サイズの確認	17
2.7.3	スケール埋め込み機能	17
2.7.4	ROI機能	18
2.8	合成結果：コピー・保存・転送・クリア	18
2.8.1	コピー	18
2.8.2	保存	18
2.8.3	転送	19
2.8.4	クリア	19

1 ソフトウェア概要

1.1 XYZview の機能

XYZviewは、高価な電動ステージや電動Z軸モーターを使用せず、手動XYZステージだけで測定物を動かし、その撮影画像をリアルタイムに連続して取り込み、測定物の移動量を自動判別して合成し、広範囲の合焦点画像を素早く簡単に作成できるソフトウェアです。高速処理を実現するため、演算にはグラフィックボード（GPU）の機能を利用しており、現在はNVIDIA製グラフィックボードの 9000 シリーズ以降にのみ対応しています。

1.2 ソフトウェア構成

1. XYZview32.exe : 32bit 版実行プログラム
2. XYZview64.exe : ネイティブ 64bit 版実行プログラム
(Windows7 64bit 版のみ対応)

演算アルゴリズムは 32bit 版、64bit 版どちらも同一です。ただし、作成できる画像サイズの上限がネイティブ 64bit 版のほうが大きくなります。作成できる画像サイズは、実行時のメモリーの使用状況によりダイナミックに変化します（最大 25000×25000 ピクセル）。

また、コピー、ペースト機能で他のアプリケーションに画像を転送する場合、32bit 版ではOSの制限により大きな画像を転送できない場合があります。

ご使用になるカメラドライバーが対応している場合は Windows 7 64bit 版上で、ネイティブ 64bit 版の XYZview64.exe の使用をお薦めします。

1.3 動作環境

- OS : Windows XP SP3 32bit (日本語版)
Windows Vista SP2 32bit (日本語版)
Windows 7 SP1 32bit/64bit (日本語版)

注)

64bitOS環境で 32bit版のXYZview32.exeを動作させる場合、管理者権限が必要になる場合があります。起動時にエラーが発生する場合は” 管理者として実行” を選択して下さい。

- CPU : Intel Core2Duo 以上(Intel Core i シリーズ推奨)
- メイン RAM : 2GB 以上
(32bitOS では 4GB 以上、64bitOS では 8GB 以上推奨)
- グラフィック : NVIDIA 製 GeForce9600GT 以上必須

GTX200, GTX400, GTX500 シリーズ推奨

GT、GTS シリーズでは十分な処理速度が得られません

Intel製チップセット内蔵タイプには非対応

AMD製Radion5000,6000 シリーズ対応予定（現在は非対応）

● 対応カメラ：

1. Direct Show に対応したカメラ

全ての DirectShow カメラの動作を保証するわけではありません。CMOS カメラの一部にみられるローリングシャッタータイプのカメラでは動きのある被写体を撮影すると変形して撮影されるため不適切です。

2. Nikon DS-U3 コントローラに対応したカメラヘッド

1.4 インストール

1.4.1 管理者(Administrator)権限で実行

以下のインストール作業を行うためには、管理者権限が必要です。必ず管理者権限のあるユーザーでログオンして作業を行ってください。

1.4.2 カメラドライバのインストール

本ソフトウェアを用いて画像の取得を行う場合は、XYZview のインストールを行なう前に、あらかじめご使用になるカメラのデバイスドライバのインストールが必要です。詳しくはカメラのマニュアルをご参照下さい。

1.4.3 グラフィックドライバのインストール

XYZviewは演算にグラフィックボード(GPU)の機能を使用します。現在はNVIDIA製 9000 シリーズ以降に対応しています。そのため、グラフィックドライバは最新のものを<http://www.nvidia.com>からダウンロードしてインストールして下さい。WindowsUpdateによる更新では最新のドライバにならない場合があります。必ずインストールされているドライババージョンを確認して下さい。

1.4.4 XYZview のインストール

付属のソフトウェアプロテクションUSBキーはまだ挿さないで下さい。

XYZview の CD-ROM をドライブに挿入すると、自動的にインストーラーが起動します。



図 1 インストールウィンドウ

32 ビット版、64 ビット版を選んでインストールして下さい。64 ビット版は Windows 7 の 64 ビット版にのみ対応しています。**32 ビットOS環境に 64 ビット版をインストールすることはできません。**Windows Vista, 7 の環境ではインストール中にユーザーアカウント制御の警告が出る場合がありますが【許可】を選択しインストールを続行して下さい。インストール過程でソフトウェアプロテクション用の SafeNet Inc. HASPキーのドライバーも同時にインストールされます。**インストール完了後、付属のソフトウェアプロテクションUSBキーを挿入して下さい。**

2 ソフトウェア操作方法

2.1 起動

デスクトップの XYZview32(64)アイコン、またはスタートメニューから XYZview を起動します。カメラデバイスが接続されていない場合、起動途中で警告が出ます。起動後に【デバイス選択】で使用カメラの設定を行って下さい。




図 2 メインウィンドウ

2.2 カメラ設定

2.2.1 デバイス選択

使用するカメラデバイスを選択します。【デバイス選択】ボタンを押すと、サポー

トされているカメラデバイスの一覧が表示されますので使用するカメラデバイスを選択して下さい。




図 3 カメラデバイス選択ウィンドウ

選択したデバイスとして認識されているカメラの一覧が表示されますので使用するカメラを選択します。




図 4 カメラ選択ウィンドウ

2.2.2 デバイス設定

使用するカメラデバイスのフレームレート、色空間、出力サイズなどを設定します。設定できる内容は個々のカメラデバイスに依存します。詳細はご使用のカメラデバイスの機能をご参照下さい。




図 5 カメラデバイス設定ウィンドウ

2.2.3 画質設定

カメラデバイスのゲイン、シャッター速度、ホワイトバランスなどを設定します。設定できる内容は使用されているカメラデバイスに依存します。詳細はご使用のカメラデバイスの設定機能をご参照下さい。

XYZviewは、測定対象物を連続して動かしながら画像を取得します。そのため、被写体の移動速度によってはブレが発生します。シャッター速度はブレが発生しないようにできるだけ高速に設定して下さい。




図 6 画質設定ウィンドウ

2.3 画像確認機能

2.3.1 プレビュー

【プレビュー開始】ボタンを押すと、カメラデバイスからのリアルタイム入力画像を表示します。表示される画像を見ながら取り込み位置、フォーカスを設定して下さい。

2.3.2 クリップボードに1枚キャプチャ

プレビュー中に【クリップボードに1枚キャプチャー】ボタンを押すと、現在観察している画像をクリップボードに取り込みます。任意のアプリケーションでペースト（貼り付け）して現在の画像を確認・利用できます。

2.4 合成時の照明むら補正機能




図 7 照明むら補正パターン設定ウィンドウ

【合成時の照明むら補正：設定】ボタンを押すと、図 7に示す照明むら補正パターン設定ウィンドウが開きます。照明にむらがあると合成結果が著しく劣化します。特に透過撮影時に顕著に影響します。このウィンドウでは、現在の照明の状態をリアルタイムに強調表示し、撮影装置の照明系の調整を行います。また、どうしても除去しきれないむらに関しては補正パターンとして登録し、合成時に数学的に補正し合成画像の品質を改善します。調整手順を以下に示します。

1. カメラからの入力画像を見ながら、対象物の出来るだけ模様の少ない部分に移動します。
2. 完全な無地の部分を撮影できない場合は、平滑化度合いの値を大きくし模様をぼかします。
3. 新たな補正パターンの画像を見ながら、撮影装置の調整できる部分（光軸、コンデンサーレンズの位置など）を変化させ、等高線状のむらができるだけ均等

になるようにします。この時、上部に表示されているレンジの値は、画像内の最も明るい部分と暗い部分の差を表しています。

4. レンジの値ができるだけ小さく、かつ、等高線状むらパターンができるだけなだらかになるよう調整します。補正パターン画像は、輝度の表示レンジを強調表示していますので、レンジの数値に着目して調整を行って下さい。
5. 十分に調整が完了したら【新たな補正パターンを使用する】ボタンを押して現在の状態を登録して下さい。

登録した補正パターンは、合成開始時に【補正する】がチェックされている場合にのみ適用されます。

最良の合成結果を得るために、透過撮影時は、対物レンズを変えた、ズーム倍率を変えた、測定対象のプレパラートが変わったなどの場合には、必ずこの照明むら補正を実行して下さい。

2.5 キャリブレーション機能




図 8 キャリブレーションウィンドウ

【キャリブレーション】ボタンを押すと、図 8に示すキャリブレーションウィンドウが開きます。キャリブレーションは、対物ミクロンメータなどの既知の長さの被写体を撮影し、画像上で行うことができます。【画像上で指定】を選択し、始点（赤）・終点（黄）のマーカーをマウスでドラッグして下さい。微調整は、上下左右のボタン（←↑↓→）で行います。2点間の長さが自動的に計算されピクセル数が表示されます。この時の、実寸の単位と長さを設定して下さい。また、【数値で指定】を選択すると、ピクセル数と実寸との関係を直接数値で指定できます。設定したキャリブレーション

ション情報は、【保存】ボタンを押すと、名前を付けて保存できます。保存したキャリブレーション情報は任意の時点で、【読込】ボタンで呼び出して別測定物に適用できます。測定システムの対物レンズの倍率に応じたキャリブレーション情報を保存しておくことで以後の測定をスムーズに行うことができます。

2.6 合成機能

2.6.1 合成実行




図 9 合成実行状態ンウィンドウ

【合成開始】ボタンを押すと、X-Y-Z 方向の合成を開始します。

測定対象物をX-Y方向にゆっくりと移動させると、移動方向を自動的に判別し、リアルタイムに合成画像を作成します。ウィンドウ左側にはカメラからの入力画像と焦点一致度を示すフォーカスインジケータが表示されます。画面中央ウィンドウ内には合成結果画像と、現在のカメラ視野が緑色四角形で表示されます。Z方向の変位がない場合は、X-Y方向に任意に移動し合成を行って下さい。

取り込める最大 X-Y 画像サイズは、他のアプリケーションのメモリー使用状況によりダイナミックに変化します（最大 25000×25000 ピクセル）。合成を開始した時点で確保できたメモリー量に応じた取り込み可能最大サイズが表示されます。大きなサイズの合成画像を取得したい場合は Windows 7 64bit 版で動作する、ネイティブ 64bit 版の XYZview64 の使用をお勧めします。

2.6.2 Z 変位を伴う合成

X-Y方向の移動を行っているとき、現在のカメラ位置を示す緑四角形が赤色になり、合成が停止する場合があります。これは、測定対象物の『エリア対象外位置』になった、あるいは『Z方向の変位が激しく焦点がずれている』ため、X-Y位置を正しく認識できなくなっていることを示します。このような状態になった場合は、移動させてきたXあるいはYのダイヤルを逆転操作し、緑枠が表示されるまでバックして下さい。




図 10 エリア対象外になり停止




図 11 逆転操作による復帰




図 12 焦点ずれにより停止




図 13 逆転操作による復帰

次に行う操作は、『エリア対象外位置』になった、あるいは『Z 方向の変位が激しく焦点がずれている』場合により異なります。『エリア対象外位置』の場合は赤枠が緑になった段階で別の方向へ移動し X-Y 方向の合成を継続して下さい。

一方、『Z方向の変位が激しく焦点がずれている』場合は、逆転して緑枠が表示されている位置で、高さの異なる部分に焦点が合うまでZ方向を変化させて下さい。Z方向操作の途中で緑枠、赤枠が交互に表示される状態になりますがX-Y方向を変化させず、Z方向だけを変化させて下さい。新たな高さの焦点位置が認識されると赤枠四角形が緑となりX-Y方向の移動が可能となります。この状態になったら、新たなZ位置でX-Y方向を移動し合成を継続して下さい。

赤枠四角形が表示されている状態で操作を誤ると位置ずれが発生し正しい合成画像を得られません。




図 14 高さの異なる部分に焦点が合うまで Z 方向を移動




図 15 Z 変位を伴う XYZ 合成結果

2.6.3 合成エリアのシフト・打ち切り

合成を行ってゆくと、紫色の枠が表示されることがあります。これは、現在の取り込みエリアの限界端点を示します。ただし、反対方向のエリアに余裕がある場合は、自動的に現在の取り込みエリアをシフトし、さらに望む方向への取り込みを可能とします。この処理には処理時間を要するため、紫色の枠を超える方向への取り込みを続行する場合は、移動速度を落としデータの欠落が無いことを確認して移動を続行して下さい。また、XあるいはY方向の両側に紫色の枠が表示されている状態ではそれ以上のエリアシフトを行えなため、紫色の限界端点を超えて取り込みを続行しようとすると自動的に合成処理を打ち切ります。

2.7 合成結果確認

2.7.1 合成結果のズーム・スクロール

合成を終了後、取り込んだ画像をズーム・スクロールして確認できます。合成が完了した状態で、マウスの右ボタンを押してドラッグすると画像を拡大・縮小できます。また、左ボタンを押してドラッグするとスクロールすることができます。現在どの部分を見ているかは左側のウィンドウ内に緑枠四角形で表示されます。また、【全体表示】ボタンを押すことにより、取り込んだ全範囲を表示します。

2.7.2 視野サイズの確認

【視野サイズを表示】をチェックすると、校正値に応じて現在の視野サイズが表示されます。

2.7.3 スケール埋め込み機能

【画像にスケールを埋め込み】をチェックすると、【スケール表示設定】で指定した位置に、指定した大きさ、色、フォントでスケールバーとその長さを画像内に埋め込み表示します。スケール埋め込み表示はファイルに保存する場合や、コピー機能で別アプリケーションに転送する場合にも反映されます。




図 16 視野サイズ表示／スケール埋め込み状態

2.7.4 ROI 機能

取り込んだ画像に矩形の ROI(Region of Interest)を設定できます。ROI を【有効】にすると、ファイルに保存する場合や、コピー機能で別アプリケーションに転送する場合に設定したエリアだけ処理されます。ROI の設定は画像内の水色枠をマウスでドラックして概略位置を設定後、微調整機能 (←↑↓→) で、左上、右下の位置を 1 ドット単位で設定できます。




図 17 ROI 有効状態

2.8 合成結果：コピー・保存・転送・クリア

2.8.1 コピー

取り込んだ画像をクリップボードにコピーします。任意のアプリケーションでペースト（貼り付け）して利用できます。ただし、32 ビット OS の場合、利用できるメモリー量の制限により大きなサイズの画像のコピー・ペーストができない場合があります。コピー機能を活用される場合は 64 ビット OS での利用をお勧めします。

2.8.2 保存

取り込んだ画像をファイルに保存します。保存形式は、TIFF、BMP、JPEG から選択可能です。キャリブレーション設定が行われている場合はその情報もファイルに解像度情報として保存されます。ただし、BMP 形式の場合ファイルフォーマットの制約によりキャリブレーション情報に誤差が発生する場合があります。また、JPEG

形式の場合は、非可逆圧縮を行うため画像品質は劣化します。

2.8.3 転送

取り込んだ画像を別アプリケーションに転送できます。転送するアプリケーションを選択し、転送ボタンを押して下さい。

2.8.4 クリア

XYZview は高速処理を実現するため、取り込み画像をオンメモリーで処理しています。そのため、合成結果画像を保持している間は OS の中で大きなメモリーエリアを占有しています。クリアを実行すると、合成結果画像を破棄し、メモリーを開放します。他のアプリケーションでメモリーエリアを使用したい場合にはクリアを行って下さい。ただし、ファイルに保存されていない合成結果画像は破棄されます。